



**Notice d'emballage Version Zenlens<sup>MC</sup> 2019.2**  
Lentilles de contact perméables au gaz pour port quotidien

**Zenlens<sup>MC</sup>** N° de catalogue **AOZNS**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)  
(Optimum Extra – roflufocon D, Optimum Extreme – roflufocon E)

**Zenlens<sup>MC</sup> multifocale** N° de catalogue **AOZMS**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)  
(Optimum Extra – roflufocon D, Optimum Extreme – roflufocon E)

**Zenlens<sup>MC</sup> torique** N° de catalogue **AOZNT**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)  
(Optimum Extra – roflufocon D, Optimum Extreme – roflufocon E)

**Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup>** N° de catalogue **AOZNS**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)

**Zenlens<sup>MC</sup> multifocale avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup>** N° de catalogue **AOZMS**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)

**Zenlens<sup>MC</sup> torique avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup>** N° de catalogue **AOZNT**  
(Boston XO<sup>MD</sup> – hexafocon A, Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> – hexafocon B)

**Rx ONLY MISE EN GARDE** : La loi fédérale américaine limite la vente de ce dispositif par ou sur commande d'un praticien autorisé.

**IMPORTANT**  
Veuillez lire cette notice attentivement et conserver cette information pour usage ultérieur. Cette notice d'emballage est destinée aux professionnels de la vue, mais les patients devraient pouvoir la lire sur demande. Le professionnel de la vue devrait fournir au patient les instructions de port pertinentes associées à ses lentilles d'ordonnance.

**DESCRIPTION**  
Les lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> sont fabriquées à partir d'un matériau Boston XO<sup>MD</sup> (hexafocon A), un matériau de lentille perméable au gaz composé du copolymère de siloxanyl fluorométhacrylate. Le matériau Boston XO<sup>MD</sup> contient un absorbant d'ultraviolets (MHB).

Les lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> sont fabriquées à partir d'un matériau Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> (hexafocon B), un matériau de lentille perméable au gaz composé du copolymère de siloxanyl fluorométhacrylate. Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> est offert avec ou sans absorbant d'ultraviolets (Uvinul D-49 ou MHB).

Les lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> sont traitées pour incorporer la technologie Hydra-PEG (HPT) : un polymère fin à base de polyéthylène glycol (PEG) qui est lié de manière covalente (permanente) à la surface de la lentille et est conçu pour améliorer les propriétés de surface de la lentille tout en conservant les propriétés mécaniques du matériau sous-jacent. Lorsqu'il est traité avec HPT, le matériau sous-jacent (hexafocon A et B) est encapsulé dans une fine couche de polymère qui entraîne une amélioration mesurable de la mouillabilité (angle de retrait dynamique du contact) par rapport aux lentilles non traitées. La couche résultante est hydrophile et d'une épaisseur d'environ 30 nm.

Les matériaux de lentilles Boston XO<sup>MD</sup> et Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> sont fournis par Bausch & Lomb Incorporated.

Les lentilles de contact sont des coques hémisphériques des dimensions standard suivantes :

- Plage de profondeur sagittale : 3,200 à 6,700
- Diamètre tangentiel : 16,0 mm et 17,0 mm
- Puissances sphériques : (lentilles sphériques) -20,00 D à +20,00 D
- Puissances sphériques : (lentilles toriques) -20,00 D à +20,00 D
- Puissances cylindriques : (lentilles toriques) -0,50 D à -9,00 D
- Axe : (lentilles toriques) 1° à 180°
- Puissances d'addition : (multifocales) +1,00 D à +3,75 D
- Diamètre de zone d'addition : (multifocales) 1,5 mm à 3,5 mm
- Décentrement optique proche : (multifocales) 0 à 1,0 mm
- Axe optique : (multifocales) 1° à 360°
- Système périphérique avancé (APS) Steep-10 à Steep-1, Standard, Flat+1 à Flat+20 (Offert par incréments de 30 microns)
- Options : Courbes périphériques toriques (APS) Profil de contrôle de flexion Épaisseur au centre personnalisée Rx torique avant MicroVault


**Propriétés physiques et optiques des lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> fabriquées avec le matériau Boston XO<sup>MD</sup> :**

Les lentilles teintées comprennent les additifs colorants suivants :

Couleur	Additif colorant
Bleu	D & C, vert n° 6
Bleu glacier	D & C, vert n° 6
Violet	D & C, violet n° 2
Vert	D & C, vert n° 6
	D & C, jaune n° 18

Densité spécifique : 1,27  
Indice de réfraction : 1,415  
Absorption de la lumière : (640 nm) 7,8 Bleu  
Absorption de la lumière : (640 nm) 5,4 Bleu glacier  
Absorption de la lumière : (585 nm) 5,4 Violet  
Absorption de la lumière : (640 nm) 4,9 Vert  
(unités d'absorption / pouce)

Transmittance de la lumière\* : 92 % \*Moyenne %T (400-800 nm)  
Caractère de la surface : Hydrophobe  
Angle de mouillage : 49°  
Angle de mouillage avec Hydra-PEG : 10°  
Teneur en eau : < 1 %  
Perméabilité à l'oxygène : 140\* (100\*\*)  
{Unités Dk = 10<sup>-11</sup> (cm<sup>3</sup>O<sub>2</sub> · cm) / (cm<sup>2</sup> · s · mmHg) à 35 °C}  
\* Méthode gaz à gaz  
\*\*Méthode polarographique (ISO/Fatt)



**Boston XO<sup>MD</sup>** – Lentilles de contact Boston XO<sup>MD</sup> de 0,07 mm d'épaisseur (bleu glacier)

**Propriétés physiques et optiques des lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> fabriquées avec le matériau Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> :**

Les lentilles teintées comprennent les additifs colorants suivants :

Couleur	Additif colorant
Bleu	D & C, vert n° 6
Bleu glacier	D & C, vert n° 6
Violet	D & C, violet n° 2
Vert	D & C, vert n° 6
	C.I. Solvant, jaune n° 18

Densité spécifique : 1,19  
Indice de réfraction : 1,424  
Transmittance de la lumière\* :


Teinte	Transmittance
Bleu	83 %
Bleu glacier	90 %
Violet	90 %
Vert	90 %

\*Transmittance Y lumineuse moyenne CIE : (381 nm à 780 nm)  
(Épaisseur au centre de la lentille = 0,65 mm)

Caractère de la surface : Hydrophobe  
Angle de mouillage : 38°  
Angle de mouillage avec Hydra-PEG : 10°  
Teneur en eau : < 1 %

Perméabilité à l'oxygène : Bord corrigé : 141\*\*  
Aucune correction des bords : 161\*\*

{Unités Dk = 10<sup>-11</sup> (cm<sup>3</sup>O<sub>2</sub> · cm) / (cm<sup>2</sup> · s · mmHg) à 35 °C}  
\*\*Méthode polarographique (ISO/Fatt)



**Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup>** – Lentille de contact/matériau Boston XO<sub>2</sub><sup>MD</sup> de 0,07 mm d'épaisseur (bleu glacier)

**REMARQUE**

L'exposition prolongée aux rayons UV constitue l'un des facteurs de risque associés aux cataractes. L'exposition est basée sur un bon nombre de facteurs, comme les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et les

facteurs personnels (ampleur et nature des activités extérieures). Les lentilles de contact qui absorbent les rayons UV offrent une protection contre les rayons UV nocifs. Par contre, aucune étude scientifique n'a été réalisée démontrant que le port de lentilles de contact qui absorbent les UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles de la vue. Consultez votre professionnel de la vue pour en apprendre davantage.

**DESCRIPTION DES LENTILLES**

La lentille de contact Zenlens<sup>MC</sup> fabriquée à l'aide du matériau **OPTIMUM GP** (roflufocon D et E) pour le port quotidien est un copolymère de méthacrylate rigide perméable au gaz de méthacrylate de méthyle, 1,1,1,3,3,3 - méthacrylate d'hexafluoroisopropyle, méthacryloxypropyl tris(triméthylsiloxy) silane, 1,3-bis (méthacryloxypropyl)-1,1,3,3-tétrakis (triméthyle siloxy) disiloxane, 2-hydroxyéthyl méthacrylate et acide acrylique méthacrylique croisé avec du diméthacrylate glycol d'éthylène.

La lentille de contact **OPTIMUM GP** (roflufocon D et E) pour le port quotidien comporte une teinte de visibilité pour rendre la lentille plus visible pendant la manipulation.

Les lentilles teintées contiennent un ou plusieurs des additifs colorants suivants : D & C, vert n° 6, C.I. Solvant, jaune n° 18 et FD & C, rouge n° 17.

Les propriétés physiques du matériau **OPTIMUM GP** sont :

Propriété physique	roflufocon D	roflufocon E
Indice de réfraction	1,4333	1,4332
Transmittance de la lumière (transparente)	> 97 %	> 97 %
Transmittance de la lumière (teintée)	> 90 %	> 90 %
Angle de mouillage (angle de retrait dynamique du contact)	3°	6°
Densité spécifique	1,166	1,155
Perméabilité à l'oxygène (Dk), méthode ISO/FATT	100	125
Les lentilles Visint contiennent plus d'un des additifs colorants suivants	D & C, vert n° 6, FD & C, rouge n° 17, CI Solvant, jaune n° 18	D & C, vert n° 6, FD & C, rouge n° 17, CI Solvant, jaune n° 18

**Blockeur d'UV**


Dans la lentille de contact **OPTIMUM GP** (roflufocon D et E) pour le port quotidien de bloquer d'UV, un bloqueur d'UV de benzophénone est utilisé pour bloquer le rayonnement UV. Le bloqueur d'UV est la 2,2'-dihydroxy-4,4' diméthoxybenzophénone. Le blocage d'UV pour **OPTIMUM GP** est en moyenne > 98 % dans la plage UVB de 280 nm à 315 nm et à 95 % dans la plage UVA de 316 nm à 380 nm.

**AVERTISSEMENT** : Les lentilles de contact qui absorbent les rayons UV NE REMPLACENT PAS les lunettes de protection à filtre UV comme les lunettes de sécurité ou les lunettes de soleil. Les personnes devraient continuer à employer des lunettes de protection à filtre UV au besoin.

L'exposition prolongée aux rayons UV constitue l'un des facteurs de risque associés aux cataractes. L'exposition est basée sur un bon nombre de facteurs, comme les conditions environnementales (altitude, géographie, couverture nuageuse) et les facteurs personnels (ampleur et nature des activités extérieures). Les lentilles de contact qui absorbent les rayons UV offrent une protection contre les rayons UV nocifs. Par contre, aucune étude scientifique n'a été réalisée démontrant que le port de lentilles de contact qui absorbent les UV réduit le risque de développer des cataractes ou d'autres troubles de la vue. Consultez votre professionnel de la vue pour en apprendre davantage.

Le graphique ci-dessous compare le profil de transmittance UV de la lentille de contact **OPTIMUM GP** de -3,00 D avec UV, à celle de la cornée et du cristallin. Les données ont été obtenues à partir de mesures effectuées dans la portion centrale de 3-5 mm de la version la plus mince sur le marché de la lentille UV.

**Profil de transmittance typique de la lentille de contact OPTIMUM GP de -3,00 D avec UV, par rapport à la cornée et au cristallin humains**



**Cornée** – Cornée humaine d'une personne âgée de 24 ans, telle que décrite dans Lerman, S., Radiant Energy and the Eye, MacMillan, New York, 1980, p. 58.  
**Cristallin** – Cristallin humain d'un individu âgé de 25 ans, tel que décrit dans Waxler, M., Hitchens, V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1986, p. 19, figure 5.

**ACTIONS**

Les lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup>, lorsqu'elles sont placées sur la cornée, agissent comme un milieu réfractant pour concentrer les rayons lumineux sur la rétine. La lentille torique offre une surface plus uniforme comparativement à la cornée astigmatique inégale, ce qui contribue à concentrer les rayons de lumière sur la rétine.

Les lentilles de contact Zenlens<sup>MC</sup> et Zenlens<sup>MC</sup> avec Tangible<sup>MD</sup> Hydra-PEG<sup>MD</sup> décrites dans ce livret doivent être retirées de vos yeux pour le nettoyage et la désinfection de routine, comme le prescrit votre professionnel de la vue.



